





















POUR INJECTEUR HEAD SPACE

Flacons Head Space

						
<b>2009 0342</b>	<b>2009 0801</b>	<b>2009 1405 2009 1691</b>	<b>2009 0802</b>	<b>2009 0795</b>	<b>2009 0297 2009 1223</b>	<b>2009 0440</b>
38,2 x 22 mm, 5 ml Transparent, fond arrondi	à sertir, 38 x 20mm, 5 ml Transparent, fond plat	46 x 22,5 mm, 10 ml Transparent /ambré, à sertir-DIN, fond arrondi	54,5 x 20 mm 10 ml Transparent	46 x 22,5 mm, 10 ml Transparent, fond plat	75,5 x 23 mm, 20 ml Transparent /ambré, fond arrondi	75,5 x 23 mm, 20 ml Transparent, fond arrondi, avec Label de Marquage
						
<b>2009 0796</b>	<b>2009 0873 2009 1690</b>	<b>2009 1222</b>	<b>1809 0864</b>	<b>1809 1306 1809 1310</b>	<b>1809 1307 1809 1311</b>	
75,5 x 22,5 mm, 20 ml Transparent à sertir-DIN, fond plat	75,5 x 22,5 mm, 20 ml Transparent /ambré, à sertir-DIN, fond plat, col long	75,5 x 22,5 mm, 20 ml Transparent à sertir spécial, fond arrondi	75,5 x 23 mm, 20 ml Transparent à visser ND18, fond arrondi	46 x 22,5 mm, 10 ml Transparent/ambré à visser ND18, fond arrondi	75,5 x 22,5 mm, 20 ml Transparent/ambré à visser ND18, fond arrondi	

Description	Référence
<b>Accessoires / Accessories</b>	
Pince à Sertir de Diam. 20 mm / Crimper	9300-20
Pince à Désertir de Diam; 20 mm / Decrimper	9310-20
Pince à Désertir de Diam. 20 mm avec machoire / Decrimper	9320-20

### Capsules de 20 mm avec Joint / Caps

Centre Hole Cap	Headspace Cap	Centre Tear-Off Cap	Complete Tear-Off Cap	Magnetic Crimp Cap	Magnetic Crimp Cap	Magnetic Bimetal Crimp Cap
						
Plain, red, blue, gold, green 10mm centre hole	Clear lacquered, scorelines break open at 3.0 ± 0.5 bar for pressure release	Clear lacquered, red, blue, gold, green	Clear lacquered, red, blue, gold, green	Gold, 5mm centre hole CE H5500/HS800, CTC 500, Fisons H5500/HS800	Gold, 8mm centre hole CTC Combi PAL, Thermo TriPlus HS	Red, 8mm centre hole CTC Combi PAL, Thermo TriPlus HS

### Capsules de 20 mm avec Joint Butyl

Art. NO.	Description Cap	Septa Material	Durometer	Thickn.
2003 0127	Aluminium Cap, plain, 10 mm centre hole	Butyl, dark grey	55° shore A	3.0 mm
2003 0126	Headspace Cap, clear lacquered	Butyl, dark grey	55° shore A	3.0 mm
2003 0195	Centre Tear-Off Cap, clear lacquered	Butyl, dark grey	55° shore A	3.0 mm
2003 0212	Complete Tear-Off Cap, clear lacquered	Butyl, dark grey	55° shore A	3.0 mm
2003 0711	Standard Magnetic Cap, gold, 5 mm centre hole	Butyl, dark grey	55° shore A	3.0 mm
2003 1157	SPME Magnetic Cap, gold, 8 mm centre hole	Butyl, dark grey	55° shore A	3.0 mm

### Capsules de 20 mm avec Joint Butyl / PTFE

2003 0059	Aluminium Cap, plain, 10 mm centre hole	Butyl /PTFE, grey	55° shore A	3.0 mm
2003 0112	Headspace Cap, clear lacquered	Butyl /PTFE, grey	55° shore A	3.0 mm
2003 0194	Centre Tear-Off Cap, clear lacquered	Butyl /PTFE, grey	55° shore A	3.0 mm
2003 0186	Complete Tear-Off Cap, clear lacquered	Butyl /PTFE, grey	55° shore A	3.0 mm
2003 0698	Standard Magnetic Cap, gold, 5 mm centre hole	Butyl /PTFE, grey	55° shore A	3.0 mm
2003 1186	SPME Magnetic Cap, gold, 8 mm centre hole	Butyl /PTFE, grey	55° shore A	3.0 mm

### Capsules Aluminium

2003 0030	Aluminium Cap, plain, 10 mm centre hole	Pharma-Fix-Septum	55° shore A	3.0 mm
2003 0264	Headspace Cap, clear lacquered	Pharma-Fix-Septum	55° shore A	3.0 mm
2003 0060	Centre Tear-Off Cap, clear lacquered	Pharma-Fix-Septum	55° shore A	3.0 mm
2003 0061	Complete Tear-Off Cap, clear lacquered	Pharma-Fix-Septum	55° shore A	3.0 mm
2003 0710	Standard Magnetic Cap, gold, 5 mm centre hole	Pharma-Fix-Septum	55° shore A	3.0 mm
2003 1200	SPME Magnetic Cap, gold, 8 mm centre hole	Pharma-Fix-Septum	55° shore A	3.0 mm

### Capsules Aluminium avec Joint SILICONE/ PTFE

2003 0142	Aluminium Cap, plain, 10 mm centre hole	Silicone transparent blue/PTFE white	35° shore A	3.0 mm
2003 0163	Headspace Cap, clear lacquered	Silicone transparent blue/PTFE white	35° shore A	3.0 mm
2003 0226	Centre Tear-Off Cap, clear lacquered	Silicone transparent blue/PTFE white	35° shore A	3.0 mm
2003 0227	Complete Tear-Off Cap, clear lacquered	Silicone transparent blue/PTFE white	35° shore A	3.0 mm
2003 0665	Standard Magnetic Cap, gold, 5 mm centre hole	Silicone transparent blue/PTFE white	35° shore A	3.0 mm
2003 0975	SPME Magnetic Cap, gold, 8 mm centre hole	Silicone transparent blue/PTFE white	35° shore A	3.0 mm
2003 0901	Aluminium Cap, plain, 10 mm centre hole	Silicone transparent blue/PTFE beige	35° shore A	3.25 mm
2003 0828	Headspace Cap, clear lacquered	Silicone transparent blue/PTFE beige	35° shore A	3.25 mm

### Capsules Aluminium avec Joint SILICONE/Aluminium

2003 0327	Aluminium Cap, plain, 10 mm centre hole	Silicone white/ Aluminium Foil silver	55° shore A	3.0 mm
2003 0326	Headspace Cap, clear lacquered	Silicone white/ Aluminium Foil silver	55° shore A	3.0 mm
2003 0670	Centre Tear-Off Cap, clear lacquered	Silicone white/ Aluminium Foil silver	55° shore A	3.0 mm

### Capsules Aluminium avec Joint magnétique pour vial SPME 2009 1222 POUR CTC

2003 1246	SPME Magnetic Cap, gold, 8 mm centre hole	Silicone white/ PTFE blue	60° shore A	1.5 mm
2003 1264	SPME Magnetic Cap, gold, 8 mm centre hole	viton black	75° shore A	1.0 mm